

- **první** 15denní systém kontinuálního monitorování na světě
- přenos naměřených hodnot **bez použití čtečky**
- sledujete glukózu v reálném čase
- snadnější správa diabetu
- připojení pomocí Bluetooth
- pacienti s **diabetem 1. typu** mají nárok na **plnou úhradu** zdravotní pojišťovnou
- **volně dostupný** v lékárnách i e-shopu



balení obsahuje:

1 senzor, 1 aplikátor, 1 rychlý průvodce

- bez kalibrace
- bez použití čtečky
- bez píchání do prstu



www.icansenzor.cz



iCan CGM aplikace

Pro připojení v reálném čase, generujte a sdílejte.



iCan Reach aplikace

Můžete sdílet s 10 přáteli nebo rodinou.



iCan Review doctor aplikace pro lékaře


Pouze pro odborníky

www.senzornaglukozu.cz

VAŠE NOVÁ VOLBA PRO SPRÁVU DIABETU

iCan i3 CGM

15DENNÍ SENZOR BEZ ČTEČKY
PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ GLUKÓZY



15
denní

sledujte
glukózu
v reálném
čase



pohodlný
a prodyšný



voděodolný
a odolný proti potu



dlouhotrvající



hypoalergenní


Tento výrobek je zdravotnický prostředek s CE certifikací. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání. Veškerá sdělení mají pouze informativní charakter a společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. neručí za jejich úplnost či správnost, a to z důvodu možných tiskových nebo redakčních chyb. Obsah (včetně obrázků a textů) je chráněn autorským právem. Jeho další šíření bez předchozího písemného souhlasu společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. není dovoleno. Upozornění: Senzor iCan i3 CGM není určen pro použití u těhotných osob, osob na dialýze, s implantovaným kardiostimulátorem nebo při závažném onemocnění. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 6/2025 © 2025 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.



Informace a objednávky:
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.
info@icansenzor.cz
servis@icansenzor.cz

www.icansenzor.cz
+420 234 142 105
iCanczech
@ican_czech





Aplikace iCan i3



Sestavte sadu senzoru a aplikátoru




Senzor se aktivuje po odpojení od magnetu montážní sestavy.




Bezpečnostní zámek zabráňující nechtěnému vložení



Instrukce ke stažení




zahřátí senzoru




Informace o aplikaci


Režim „Více denní“




Režim „Denní průměr“




Režim „Srovnání“





Měření inzulínu



Přizpůsobení upozornění




15 dní
nejdelší
životnost



připojení přes Bluetooth



Na obrázku nahoře je domovská obrazovka z aplikace pro iOS. Aplikace pro Android vypadá podobně.



graf glukózy

symbol poznámky

trendová šipka: Stabilita
Hladina glukózy se mění, ale méně než 0,16 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: pomalu stoupá nebo klesá ↗ ↘
Hladina glukózy se pomalu mění, více než 0,16 mmol/L nebo až 0,33 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: Rychle stoupá nebo klesá ↗ ↘
Hladina glukózy se rychle mění, více než 0,33 mmol/L nebo až 0,5 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: Rapidně stoupá nebo klesá ↗ ↘
Hladina glukózy se velmi rychle mění, více než 9 mg/dL (0,5 mmol/L) za 3 minuty.

Komponenty CGM Sinocare iCan i3

Intuitivní aplikace pro iCan i3

Senzor



Sterilní balení senzoru

Po sestavení s aplikátorem lze senzor zavést subkutánně.

Aplikátor



Balíček aplikátoru

Sbírejte hodnoty glukózy každé 3 minuty a odešlete do mobilní aplikace prostřednictvím Bluetooth s nízkou spotřebou energie.

iCan CGM aplikace



APP iCan Health

aplikace je k dispozici pro iOS i Android



Celé balení iCan i3
jednorázového senzoru
a aplikátoru

Jeden
senzor

7160 výsledků

S aplikací iCan CGM můžete sledovat:

- svou hodnotu glukózy
- zobrazovat trendy a zprávy
- sdílet data s rodinou, přáteli a HCP kdekoli a kdykoli.

S aplikací iCan Reach

může váš partner nebo pečovatel sledovat vaše údaje:

- o hodnotách glukózy
- trendy
- dostávat upozornění, když s nimi sdílíte svá data.

